

eakin® 

A SMALL PART OF A BIGGER LIFE.



## イーキンジャパン総合カタログ

皆様により良いサービスを提供いたします

# 目次

はじめに	1-2
[ストーマ装具]	
eakin dot <sup>®</sup> イーキンドット ドレナブル	4-5
eakin dot <sup>®</sup> イーキンドット イレオコンベックス	6-7
eakin dot <sup>®</sup> イーキンドット ツーピース	8-9
イーキンパウチ ドレナブル(消化管用)	10
イーキンパウチ ウロ(尿路系)	11
イーキンパウチ 小児・新生児用	12
[皮膚保護シール&アクセサリ]	
Cohesive <sup>®</sup> イーキンシール	14-15
イーキンfreeseal <sup>®</sup> フリーシール	16
イーキンCohesive <sup>®</sup> ペースト	17
Release <sup>™</sup> リリースリムーバー (粘着剥離剤)	18
Protect <sup>™</sup> プロテクトバリアフィルム (皮膚被膜剤)	19
Perform <sup>™</sup> パフォームジェル (凝固剤)	20
Surround <sup>™</sup> サラウンド スキンプロテクター	21
索引 (製品コード・JANコード)	22-24
お問合せ先	25



# はじめに

## 私たちイーキンジャパンはお客様の期待にお応えします

イーキンジャパン株式会社は、英国北アイルランドに本社を置く医療機器メーカーEakin Healthcare社の日本法人です。Eakin Healthcare社の製品は日本法人設立以前にも日本市場に導入されておりましたが、ストーマケアに携わる医療従事者の皆様、そしてオストメイトの皆様に、より充実したサービスを提供するため、2015年に（アジア地区初の現地法人として）イーキンジャパンが設立されました。

設立以降は順調に取り扱い製品を増やし、日本でのニーズに沿った製品ポートフォリオの拡充を図ってまいりました。おかげさまで現在では総合的なオストミーケア製品のメーカーとして日本のお客様に広く受け入れていただけるまでになりました。

私たちは全国をカバーする営業ネットワーク、流通チャンネルを構築し安定供給を図るとともに、東京に学術・カスタマーサポートの拠点を置いて活動しております。医療従事者の皆様、オストメイトの皆様のニーズを汲み取り、日本のためにデザインされた製品と、よりきめ細やかなサービスを通じて皆様のご期待にお応えします。

## ニーズに基づくたゆまぬ製品開発

Cohesive®イーキンシールは、日本はもとより世界40か国以上で販売されている臨床的有用性に定評あるストーマケアアクセサリ製品です。また日本のイレオストミーケアのために装具装着期間の延長と皮膚保護性の両立を目的として新たに*skinsmart*™スキンスマート皮膚保護剤を開発しました。イーキンシールに始まり、スキンスマート皮膚保護剤を採用したイーキンドットシリーズに至るまでイーキンは臨床的有用性に裏付けされた高品質の製品のたゆまぬ開発を日々続けています。

## 私たちの使命

私たちは、すべてのオストメイトは尊重され、最善のケアが提供されるべきと考えます。オストメイトの皆様が自信をもって毎日を過ごしていただけるようにストーマケアに革新をもたらすことが、私たちが自らに課した使命です。

家族を大切にすることが私たちの社風の中心にあります。

今から50年前、Eakin Healthcare社の創業者である薬剤師、Tom George Eakinは、家族の一人がウロストミーケアに苦勞している姿を見て、「この困難を解決できる革新的なアイデアはないか」と考え、薬剤師としての知識と経験を活かし、試行錯誤を重ねました。その取り組みの中で彼がたどり着いた答え——それが、イーキンシールの誕生でした。私たちイーキンジャパンはこの創業者の理念と社風を受け継ぎ、充実したサポートと高品質の製品を通じ、全てのお客様によりよいサービスを提供してまいります。



植木俊哉  
ジェネラルマネージャー  
イーキンジャパン株式会社



Padraic Dempsey  
CEO,  
Eakin Healthcare Group



イーキンがストーマがあなたの人生を左右すべきではないと考えます。

“A small part of a bigger life” 「ストーマは人生においてちょっとしたものに過ぎない」とイーキンは考えます。オストメイトの皆様がストーマケアに苦勞することなく、幸せに満ちた豊かな日々を過ごすことができるように、私たちは革新的な製品の開発に努力しています。私たちは魔法使いではありませんが、もし製品やサービスを通じて、ストーマケアがより容易となり、日々の暮らしを豊かでゆとりあるものにするのが可能であるならば、私たちはチャレンジしその実現のために努力することを惜しみません。

お試用サンプルをお届けします。私たちの製品とサービスを評価してください。



# ストーマ 装具

## eakin dot®

### イーキンドット ドレナブル



イーキンドットシリーズには独自のテクノロジーにより新開発した *skinsmart*™ スキンスマート皮膚保護剤を採用し安心のストーマケアを実現します



#### 高い初期粘着力と皮膚の保護

*skinsmart*™ スキンスマート皮膚保護剤は高い初期粘着力によりすみやかに皮膚に密着して皮膚を保護します。



#### 装着期間の延長とケアの省力化

*skinsmart*™ スキンスマート皮膚保護剤は、排泄物や滲出液に接触しても耐久性に優れて、装具装着期間の延長に寄与します。皮膚への残留が少なく装具交換の時間を短縮しケアの省力化を図れます。



#### 高い皮膚追従性と快適さ

*skinsmart*™ スキンスマート皮膚保護剤は、複雑な腹壁の形状にも沿う高い追従性を示し、快適に装着できます。

#### 窓付タイプと透明タイプ



フリーカットの袋のタイプは窓付きと透明とをお好みでお選びいただけます

#### フィルター構造



内側の撥水性シートと外側の消臭フィルターの2層構造で消臭性能持続

#### 特徴として

- ・ 面板の水平方向に左右4本、上下に2本のスリットを備え、腹壁の動きに良く追従します。
- ・ 凸面は柔軟性に優れ、圧迫感は少なく漏れのリスクを減らします。
- ・ 発泡性樹脂素材の面板で装着感が快適で、軽やかな着け心地です。



# イーキンドット ドレナブル

やわらかい凸面(コンベックス) (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日\*、凸の高さ6mm)

製品コード	パウチサイズ		孔径サイズ	入数	希望小売 価格(非課税)
SP840201	標準	窓付き	フリーカット 15-40mm	3枚	¥3,000
SP840201NF	標準	透明	フリーカット 15-40mm	3枚	¥3,000
SP840203	マキシ	窓付き	フリーカット 15-60mm	3枚	¥3,600
SP840203NF	マキシ	透明	フリーカット 15-60mm	3枚	¥3,600
840201	標準	窓付き	フリーカット 15-40mm	10枚	¥9,500
840201NF	標準	透明	フリーカット 15-40mm	10枚	¥9,500
840202	マキシ	窓付き	フリーカット 15-40mm	10枚	¥9,500
840203	マキシ	窓付き	フリーカット 15-60mm	10枚	¥11,900
840203NF	マキシ	透明	フリーカット 15-60mm	10枚	¥11,900
840204	標準	窓付き	20mm	10枚	¥9,500
840206	標準	窓付き	25mm	10枚	¥9,500
840208	標準	窓付き	30mm	10枚	¥9,500
840210	標準	窓付き	35mm	10枚	¥9,500
840212	標準	窓付き	40mm	10枚	¥9,500



平面(フラット) (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日\*)

製品コード	パウチサイズ		孔径サイズ	入数	希望小売 価格(非課税)
SP840301	標準	窓付き	フリーカット 15-55mm	3枚	¥2,000
SP840301NF	標準	透明	フリーカット 15-55mm	3枚	¥2,000
SP840303	マキシ	窓付き	フリーカット 15-70mm	3枚	¥2,000
SP840303NF	マキシ	透明	フリーカット 15-70mm	3枚	¥2,000
840301	標準	窓付き	フリーカット 15-55mm	10枚	¥6,100
840301NF	標準	透明	フリーカット 15-55mm	10枚	¥6,100
840302	マキシ	窓付き	フリーカット 15-55mm	10枚	¥6,100
840303	マキシ	窓付き	フリーカット 15-70mm	10枚	¥6,100
840303NF	マキシ	透明	フリーカット 15-70mm	10枚	¥6,100
840304	標準	窓付き	20mm	10枚	¥6,100
840306	標準	窓付き	25mm	10枚	¥6,100
840308	標準	窓付き	30mm	10枚	¥6,100
840310	標準	窓付き	35mm	10枚	¥6,100
840312	標準	窓付き	40mm	10枚	¥6,100



製品コード

NF: 透明 SP: 少量パック

## 排出口の使い方



両側のマジック  
テープを剥がし  
ます。



一方向に巻き下  
ろします。




タブをつまみ  
排出口を大きく  
広げます。

\* 貼付期間は排泄物の性状や、発汗など皮膚の状態により変わります

eakin  
dot®

イーキンドット イレオコンベックス

日本独自のニーズをもとに開発された  
イレオストミーケア用ソフトコンベックス製品



## イーキンドット イレオコンベックスは 日本のストーマケアのために新たにデザインされました。 その4つの理由

### 1 柔らかさ<sup>2</sup> と快適さ<sup>1,2</sup>

クッション性のある柔らかい凸面です。通常のイレオストミーにはもちろん術直後や圧迫による刺激を避けたい場合など細心のケアを要するストーマにも適しています。

### 2 使い易い排出口<sup>1,2</sup>

柔らかい排出口基部を指で押さえることにより排出量をコントロールできます。食物残渣があっても容易に排出が可能です。また術直後など排泄量が多い場合、排出口に外部ドレナージバッグを直接接続することができケアの省力化に寄与します。外したキャップを一時的に留めることができ清潔に排出操作が可能です。

### 3 腹壁の動きに追従

フリーカットの面板には水平方向に4か所、垂直方向に2か所にスリットが入っており、腹壁の動きによく追従します。

### 4 唯一の60mmフリーカット

60mmのフリーカット製品も取り揃え、術直後などストーマサイズが大きい場合や不整形のサイズのストーマに適しています。

窓付タイプと  
透明タイプ



フリーカットの袋のタイプは窓付きと透明とをお好みでお選びいただけます

使い易い  
排出キャップ



キャップは根元までしっかりと閉めてください。開ける際はキャップを左右に回しながら引き上げて外してください。



排出口の使用  
動画はこちらから

フリーカット スリット入



必要な分だけ使える  
3枚入り



イーキンドット イレオ コンベックス (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日\*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径		入数	希望小売価格 (非課税)
<b>SP851000NF</b>	フリーカット 15-40mm	スリット入 透明	3枚	¥3,000
<b>SP851000</b>	フリーカット 15-40mm	スリット入 窓付き	3枚	¥3,000
<b>SP851001NF</b>	フリーカット 15-60mm	スリット入 透明	3枚	¥3,600
<b>SP851001</b>	フリーカット 15-60mm	スリット入 窓付き	3枚	¥3,600
<b>851000NF</b>	フリーカット 15-40mm	スリット入 透明	10枚	¥9,500
<b>851000</b>	フリーカット 15-40mm	スリット入 窓付き	10枚	¥9,500
<b>851001NF</b>	フリーカット 15-60mm	スリット入 透明	10枚	¥11,900
<b>851001</b>	フリーカット 15-60mm	スリット入 窓付き	10枚	¥11,900
<b>841002NF</b>	20mm	透明	10枚	¥9,500
<b>841004NF</b>	25mm	透明	10枚	¥9,500
<b>841005NF</b>	27.5mm	透明	10枚	¥9,500
<b>841006NF</b>	30mm	透明	10枚	¥9,500
<b>841008NF</b>	35mm	透明	10枚	¥9,500



製品コード  
NF：透明 SP：少量パック

\* 貼付期間は排泄物の性状や、発汗など皮膚の状態により変わります

eakin  
dot®

イーキンドット ツーピース

柔らかい凸面もご用意しております



## より快適でよりしっかりしたサポート フレキシブルで、柔らかな凸面<sup>1</sup>

- ✓ 柔らかさを追求してデザインされ、潰瘍のリスクとなる圧迫点はありません。
- ✓ さらに快適さを提供します。<sup>1</sup>
- ✓ 体型にあわせて柔軟にフィットします。<sup>1</sup>
- ✓ ストーマの周りによりしっかりしたサポートを提供。<sup>1</sup>

## イーキンドットツーピースの3つのユニークなイノベーション

イーキンドットツーピースは面板を交換することなくTPOに応じてバッグを交換できる二品系装具です。イーキン独自の3つのユニークなイノベーションがお客様の抱える問題や不安を減らし、アクティブな暮らしをサポートします。




### 紫のガイドリング

面板のガイドリングは視認性に優れた紫色です。目の不自由な方やうす暗い場所でもバッグの位置合わせが容易です。どの向きからでも素早くバッグを装着できます。正しく嵌合すると「パチッ」と音が聞こえて確認が可能な安心のカップリング方式です。



### 追従性が高く快適な装着感の面板

面板の水平方向に左右4本、上下に2本のスリットを備えた発泡性樹脂素材の面板は、腹壁の動きに良く追従し快適な装着感です。



### 「ピールダウン」式

バッグを外す際は上から下方向に外していく「ピールダウン」式です。交換時の排泄物のこぼれを抑え清潔な交換操作が可能です。また面板のガイドリング部を持ち上げると（ポップアップ）、指が入るため腹壁を圧迫せずに嵌合が可能です。

## 装着と取り外しの簡単な3つのステップ

### 装着の仕方



1. ポップアップ



2. クリック

### 取り外し方



3. ピールダウン



製品特徴の動画  
はこちらから

# イーキンドット ツーピース

コンベックス ベースプレート (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日\*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径	リングサイズ	入数(枚)	希望小売価格(非課税)
839820	フリーカット 15-40mm	60mm	5枚	¥4,550
839821	20mm	60mm	5枚	¥4,550
839823	25mm	60mm	5枚	¥4,550
839825	30mm	60mm	5枚	¥4,550
839827	35mm	60mm	5枚	¥4,550
839829	40mm	60mm	5枚	¥4,550
839830	フリーカット 15-60mm	80mm	5枚	¥5,200



フラット ベースプレート (CPbs系、貼付期間の目安:3-5日\*)

製品コード	孔径	リングサイズ	入数	希望小売価格(非課税)
839800	フリーカット15-37.5mm	60mm	5枚	¥4,000
839801	20mm	60mm	5枚	¥4,000
839803	25mm	60mm	5枚	¥4,000
839805	30mm	60mm	5枚	¥4,000
839807	35mm	60mm	5枚	¥4,000
839809	フリーカット15-50mm	80mm	5枚	¥4,000
839810	40mm	80mm	5枚	¥4,000
839811	45mm	80mm	5枚	¥4,000
839812	50mm	80mm	5枚	¥4,000



ドレナブルバッグ

製品コード	パウチサイズ	リングサイズ	入数	希望小売価格(非課税)
839903	ミニ	60mm	窓付き 10枚	¥4,000
839904	標準	60mm	窓付き 10枚	¥4,000
839905	マキシ	60mm	窓付き 10枚	¥4,000
839922	標準	80mm	窓付き 10枚	¥4,000
839923	マキシ	80mm	窓付き 10枚	¥4,000



クローズドバッグ

製品コード	パウチサイズ	リングサイズ	入数	希望小売価格(非課税)
839900	ミニ	60mm	窓付き 10枚	¥3,600
839901	標準	60mm	窓付き 10枚	¥3,800
839920	標準	80mm	窓付き 10枚	¥3,800



\* 貼付期間は排泄物の性状や、発汗など皮膚の状態により変わります

1. eakin dot® 2-piece user evaluations, Data on File, 2019.

# eakin<sup>®</sup> pouches

## イーキンパウチ

平面装具も軟性凸面装具もストーマ周囲皮膚にしっかりとフィットするようデザインされています。また快適性にも優れています。

- ・ 幅広いサイズのプレカットとフリーカットをご用意しました。しっかりと密着し装着期間を延ばします。
- ・ ソフトで肌触りの良い不織布が肌側に付いており静音性と快適性に優れています。
- ・ 不織布のスリットを上下に開いてストーマの位置と状態を確認できます。ストーマの観察や貼付の際の位置合わせが容易です。
- ・ エルゴノミックスを考慮し様々な体型にフィットするようデザインされ、服の上からも目立ちません。

## イーキンパウチ コンベックス

発泡性樹脂素材を採用した柔軟性に優れたコンベックスが快適性と追従性を実現しました  
術直後から社会復帰まで幅広く適応します



## イーキンパウチ ドレナブル(消化管用)

イーキンのドレナブルパウチの排出口にはマジックテープ式の閉鎖具を採用し清潔な排泄、閉鎖操作が可能です。高性能の脱臭フィルターが長期間臭気を防ぐとともに、バルーンやパンケーキ現象のリスクを最小化します。(入浴時のフィルターシール付き)

### イーキンパウチ コンベックス ドレナブル (CPbs系、貼付期間の目安:2-4日\*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径		入数	希望小売価格(非課税)
<b>839500NF</b>	フリーカット 12-40mm	透明	10枚	¥9,500
<b>839500</b>	フリーカット 12-40mm	窓付き	10枚	¥9,500
<b>839512NF</b>	フリーカット 15-60mm	透明	10枚	¥11,900
<b>839512</b>	フリーカット 15-60mm	窓付き	10枚	¥11,900
<b>839501</b>	20mm	窓付き	10枚	¥9,500
<b>839503</b>	25mm	窓付き	10枚	¥9,500
<b>839505</b>	30mm	窓付き	10枚	¥9,500
<b>839507</b>	35mm	窓付き	10枚	¥9,500
<b>839509</b>	40mm	窓付き	10枚	¥9,500



### イーキンパウチ フラット ドレナブル (CPb系、貼付期間の目安:1-3日\*)

イーキンパウチ フラットについては受注品となります。  
ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。

	入数	希望小売価格(非課税)
窓付き	30枚	¥18,300

\*貼付期間は排泄物の性状や、発汗など皮膚の状態により変わります

## イーキンパウチ ウロ (尿路系)

イーキンのウロストミーパウチは柔軟性に優れ、腹壁への追従性が高く、安心と快適さを提供します。

- ・ 逆流防止弁を内蔵しています。上行感染の防止に有効です。
- ・ 不織布のカバーが排出口キャップ部の肌への接触を防ぎ、快適性の向上に寄与します。

### イーキンパウチ コンベックス ウロ (CPbs系、貼付期間の目安:2-4日\*、凸の高さ6mm)

製品コード	孔径		入数	希望小売価格(非課税)
839540	フリーカット 12-40mm	窓付き	10枚	¥11,500
839575	フリーカット 15-60mm	窓付き	10枚	¥13,200
839541	20mm	窓付き	10枚	¥11,500
839543	25mm	窓付き	10枚	¥11,500
839545	30mm	窓付き	10枚	¥11,500
839547	35mm	窓付き	10枚	¥11,500
839549	40mm	窓付き	10枚	¥11,500



#### ウロ用排出口

#### 接続管 不要

排出口は柔軟性が高く接続管を用いずに直接外部蓄尿バッグを接続できます。



### イーキンパウチ フラット ウロ (CPb系、貼付期間の目安:1-3日\*)

イーキンパウチ フラットについては受注品となります。  
ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。

	入数	希望小売価格(非課税)
窓付き	30枚	¥25,500

## オストミーベルト

製品コード	サイズ	入数	希望小売価格(税込)
839520	標準(100cmまで)	1本	¥1,320
839521	大(200cmまで)	1本	¥1,980



## イーキンパウチ小児・新生児用



イーキンの小児用装具は、品質に妥協することなく成人用装具と同じく高い性能を有しています。小児の皮膚にも優しく、快適さと安心を提供します。

### 世界で唯一の小児用ソフトコンベックス装具


- ・ テディベア柄の不織布には上下に開くスリットを設けており、ストーマの観察や位置合わせが容易です。
- ・ ドレナブル装具には通気性と防水性を両立した脱臭フィルターを内蔵、防臭性能が長続きします。
- ・ ドレナブル装具のマジックテープ式排出口は素早く簡単に排出でき閉鎖も簡単です。清潔な排出・閉鎖操作が可能で煩わしさがありません。
- ・ 新生児用パウチにはスターターホールは設けず、お好みの位置にお好みの大きさに開孔できます。

### イーキンパウチ 小児用 コンベックス (CPbs系、貼付期間の目安：2-4日\*)

製品コード	孔径サイズ	入数	希望小売価格 (非課税)
839707	コンベックスドレナブル  フリーカット 5-30mm 窓付き プリント柄	10枚	¥10,800
839708	コンベックスウロ  フリーカット 5-30mm 窓付き プリント柄	10枚	¥10,800

### イーキンパウチ小児用・新生児用フラット (CPb系、貼付期間の目安：1-3日\*)

製品コード	孔径サイズ	入数	希望小売価格 (非課税)
839701	フラットドレナブル  フリーカット 10-50mm 窓付き プリント柄	30枚	¥29,800
839703	フラット新生児用ドレナブル  フリーカット 0-40mm 窓付き プリント柄	30枚	¥29,800
839706	フラットウロ  フリーカット 10-50mm 窓付き プリント柄	30枚	¥29,800



# 皮膚保護シール & アクセサリ

# Cohesive® イーキンシール



数多くの特徴を有するCb系用手成形皮膚保護剤

- 高い吸水力 約4倍重量の水分を吸収可能
- ゲル化し皮膚に密着
- 消化酵素を含む排泄物の皮膚への刺激を軽減
- 高い柔軟性
- 自在に成形でき望んだ形状を維持

## Cohesive®イーキンシールスリム 毎日のケアに最適なスリムタイプ

- 毎日の皮膚保護と安心の確保
- ストーマ装具を頻繁に交換する方



問題の予防



## Cohesive®イーキンシールSサイズ しつかりと皮膚を保護したい場合に

- 皮膚を保護する力は最大
- 水様排泄物の量が多い場合



問題の予防  
問題の解決



## Cohesive®イーキンシールLサイズ 広範囲の皮膚の保護に

- ストーマ周囲の皮膚を広くカバー
- 大きいしわの補正や凹凸の大きい皮膚に



問題の解決




## Cohesive®イーキン ストーマラップ 効率の良いストーマケアに

- 大型、楕円形または非正円のストーマに最適
- 手指巧緻性が低い方でも簡単に使えます






問題の予防  
問題の解決






# イーキンシールの使い方

## イーキンシールスリム



### イーキンシールSサイズ



## イーキンシールLサイズ



## イーキンストーマラップ



2枚入製品をご用意しました。旅行や外出時など携帯に便利です。



製品コード	製品名	外径	厚さ	入数	希望小売価格 (税込)
SP839001	Cohesive® イーキンシール Lサイズ	98mm	2.1mm	2枚	¥1,320
SP839002	Cohesive® イーキンシール Sサイズ	48mm	4.2mm	2枚	¥1,210
SP839005	Cohesive® イーキンシール スリム	48mm	2.8mm	2枚	¥1,100
SP839006	Cohesive® イーキンストーマラップ	85mm	3.0mm	2枚	¥1,210
839001	Cohesive® イーキンシール Lサイズ	98mm	2.1mm	10枚	¥6,270
839002	Cohesive® イーキンシール Sサイズ	48mm	4.2mm	20枚	¥9,900
839005	Cohesive® イーキンシール スリム	48mm	2.8mm	10枚	¥4,950
839006	Cohesive® イーキンストーマラップ	85mm	3.0mm	10枚	¥5,280

\*McGroggan G, Haughey S, McDowell K. An absorbent, enzyme-inhibiting seal reduces peristomal skin complications. Gastrointestinal Nursing. 2018;16(1):42-49. doi:10.12968/gasn.2018.16.1.42.

# イーキン freeseal<sup>®</sup> フリーシール



## イーキン最薄の用手成形皮膚保護剤

厚みのある皮膚保護シールを高さのないストーマの周囲に貼付すると皮膚保護シールがストーマ孔をふさいでしまい、排泄物がストーマの周囲に溜まり、漏れや皮膚障害のリスクになります。

イーキンfreeseal<sup>®</sup> フリーシールは薄いためストーマ孔をふさがず、高さのないストーマからの排泄を妨げません。

## 剥がしやすく装具交換が簡単かつスピーディ

designed for  
*freedom*



### 薄さ1.8mm

1.8mmと薄いため凸面装具のメリットに影響を与えず、確実な貼付を可能にします。



### 吸水力

しっかりと水分を吸収し、漏れを防ぎ、ストーマ周囲皮膚を保護します。



### 毎日

使いやすく毎日の必需品です。  
柔軟性があり形成が簡単。



### 剥がして交換するのも簡単

剥がすのが簡単です。溶解しにくいので、そのままの形で糊残りなく剥がすことができます。



### 自由

凸面装具のユーザーが自信を持って毎日の生活するために、漏れからの自由を提供。



2枚入製品をご用意しました。旅行や外出時など携帯に便利です。

製品コード	製品名	幅	厚さ	入数	希望小売価格 (税込)
SP839007	freeseal <sup>®</sup> フリーシール	48 mm	1.8 mm	2枚	¥990
839007	freeseal <sup>®</sup> フリーシール	48 mm	1.8 mm	10枚	¥4,950

# イーキン Cohesive<sup>®</sup> ペースト

アルコール非含有の練状皮膚保護剤  
ストーマ、瘻孔周囲の皮膚ケアに

隙間を埋めて効果的に漏れを防ぐ皮膚にやさしい練状皮膚保護剤



## イーキンCohesive<sup>®</sup> ペーストを推奨する3つの理由

イーキンCohesive<sup>®</sup> ペーストは、ストーマや瘻孔周囲の皮膚の凹凸、瘢痕、しわを埋めて最適な表面を形成し、装具や被覆材の貼付を確実にします。

### 1. 皮膚に優しい練状皮膚保護剤

アルコールを含まないため、傷つきやすい皮膚や刺激に過敏な方にも安心してお使いいただけます。

### 2. 皮膚の凹凸やしわや亀裂を埋める

ストーマや瘻孔周囲皮膚のしわや陥凹を平坦にし漏れを防ぎ装具や被覆材の装着期間の延長を図ります。

### 3. 乾燥せず、柔軟性を保ちます。

アルコールを含まないため乾燥しにくく柔軟性を保ちます。ストーマ装具や被覆材をすぐに貼付できるのでケアの省力化に寄与します。



## ご使用方法

直接皮膚の上に必要な量を絞りだして、指で広げてください。  
Cohesive<sup>®</sup>イーキンシール、ストーマ装具、瘻孔用パウチング製品と一緒に使えます。

製品コード	製品名	容量	入数	希望小売価格 (税込)
SP839010	Cohesive <sup>®</sup> ペースト	20g	1本	¥1,507
839010	Cohesive <sup>®</sup> ペースト	60g	1本	¥2,750

# Release™ リリースリムーバー (粘着剥離剤)



毎回の装具交換を、すばやく痛みを与えずに

すばやく刺激を与えずに装具の交換が可能です。

Release™リリースリムーバーはアルコールを含まない、安全性が確認された医療用シリコーンを主成分とする粘着剥離剤です。すばやく刺激を与えずにストーマ装具や粘着性の被覆材の剥離ができます。繰り返される剥離刺激による皮膚の損傷を防止します。

## 使用する3つの理由

Release™リリースリムーバーはユニークな特徴を持つ粘着剥離剤です。



爽やかな香りで臭いを  
マスク

爽やかなスペアミントの香りが、装具交換中の気になる臭いをマスクします。



皮膚の状態を整え、  
潤いを与える

ビタミンEを含有しており皮膚の状態を整え、潤いを与えます。ストーマ周囲皮膚の健全に寄与します。



肌に優しい

Release™リリースリムーバーは、皮膚に優しく、敏感な方にも用いることができます。

## ご使用方法



1 スプレーは粘着剤の辺縁に吹きかけ、ワイプリムーバーは粘着部の辺縁をなぞるように拭いたあと数秒間待ちます。



2 必要に応じてこの手順を繰り返し、ゆっくりと粘着剤を皮膚から剥がします。



3 皮膚の表面に粘着剤が残っている場合は、もう一度ワイプリムーバーでその部位を拭き取ります。



写真のようにキャップの根元を押して下さい。最初に使う時は、強めに押して、カチッとキャップのロックをカットしてください。



スプレーは逆さにしても噴霧できます。

製品コード	製品名	容量	入数	希望小売価格(税込)
839023	リリーススプレーリムーバー	50ml	1本	¥2,530
839024	リリースワイプリムーバー	-	30包	¥3,300

# Protect™ プロテクトバリアフィルム (皮膚被膜剤)



## 爽やかに優しく皮膚を保護

Protect™ プロテクトバリアフィルムは、アルコールを含まない、安全性が確認された医療用シリコーンを主成分とするバリアフィルムです。Protect™ プロテクトバリアフィルムは、皮膚にダメージを与える可能性のある排泄物や、粘着剤の刺激から皮膚を保護する耐久性のある被膜を形成し装具の密着性を高めます。

## 使用する3つの理由

Protect™ プロテクトバリアフィルムは、次の3つの特徴を持つ皮膚被膜剤です。



### 爽やかな香り

爽やかなスペアミントの香りが、装具交換中の気になる臭いをマスクします。



### 皮膚の状態を整え、 潤いを与える

ビタミンEを含有しており皮膚の状態を整え、潤いを与えます。ストーマ周囲の皮膚を健全に保つ手助けをします。



### 肌に優しい

Protect™ プロテクトバリアフィルムは、皮膚に優しく、敏感な方にも用いることができます。

## ご使用方法

1



保護する部位を清潔にし、完全に乾かします。

2



バリアフィルムスプレーを吹きかけるか、バリアフィルムワイプで該当部位を軽く拭きます。

製品コード	製品名	容量	入数	希望小売価格(税込)
839026	プロテクトバリアフィルムスプレー	50ml	1本	¥2,530
839025	プロテクトバリアフィルムワイプ	-	30包	¥3,300

# Perform™

## パフォームジェル(凝固剤)



水様便や泥状便をすみやかに固め排泄物の扱いを容易にします。  
流動性を減らすことにより活動的な場面や就寝時のストーマ装具の安定化に寄与します。

Perform™パフォームジェルは、水様便や泥状便に悩まされず安心して日常生活が送れ、また就寝時の不安を解消できるように開発された排泄物凝固剤です。

Perform™パフォームジェルは、排泄物をゲル化してパウチを安定させます。漏れのリスクを減らすとともにバッグからの音を低減し快適なストーマケアを提供します。

Perform™パフォームジェルの消臭力は、特に排出時に気になる臭いを軽減します。

### お使いになる3つの理由



#### アクティブな日常生活

漏れのリスクを下げ、バッグ内を安定させ音を低減し、快適な日常生活に寄与します。



#### 快適な就寝

就寝中でも装具が安定し睡眠の質が向上を助けます。



#### 臭いを軽減

臭いを大幅に軽減します。

### ご使用方法

1



面板開口部からパフォームジェルを1包入れます。

2



排泄口が付いているストーマ装具の場合は、装具を空にするたびにパフォームジェルを入れます。

製品コード	製品名	入数	希望小売価格(税込)
839020	パフォームジェル	60包	¥3,960

# Surround™

## サラウンドスキンプロテクター



チューブやカテーテル留置部位の皮膚保護に

### Surround™サラウンドスキンプロテクターの利点

Surround™サラウンドスキンプロテクターは定評あるCohesive®イーキンシールのテクノロジーをベースに開発されたスキンプロテクターです。防水性に優れ、チューブやカテーテル留置部位の皮膚を保護し外部汚染を防止します。


- 皮膚への刺激を低減
- 外部汚染から皮膚を保護
- 快適さの向上
- 滲出液、漏れの吸収

### 使用用途

Surround™サラウンドスキンプロテクターは、以下の多様な製品を使う場合の皮膚保護に効果的

- PEGチューブ
- ドレナージチューブ
- Aceチューブ
- 気管切開チューブ
- 恥骨上カテーテル
- ピッグテールカテーテル

### ご使用方法



製品コード	製品名	外径	入数	希望小売価格(税込)
839011	サラウンドスキンプロテクター(大)	98mm	10枚	¥7,150
839012	サラウンドスキンプロテクター(小)	58mm	20枚	¥11,000

# 索引(製品コード・JANコード)

## イーキンドット

製品コード	製品名	孔径・サイズ	仕様	入数	JANコード	掲載ページ
SP840201		フリーカット 15-40mm	窓付き		4573296405478	5
SP840201NF	イーキンドット ドレナブル コンベックス	フリーカット 15-40mm	透明	3枚	4573296405539	5
SP840203		フリーカット ワイド 15-60mm	窓付き		4573296405492	5
SP840203NF		フリーカット ワイド 15-60mm	透明		4573296405546	5
840201		フリーカット 15-40mm	窓付き		4573296405157	5
840201NF		フリーカット 15-40mm	透明		4573296405430	5
840202		フリーカット 15-40mm (マキシバッグ)	窓付き		4573296405164	5
840203		フリーカット ワイド 15-60mm	窓付き		4573296405171	5
840203NF	イーキンドット ドレナブル コンベックス	フリーカット ワイド 15-60mm	透明	10枚	4573296405447	5
840204		20mm	窓付き		4573296405188	5
840206		25mm	窓付き		4573296405201	5
840208		30mm	窓付き		4573296405225	5
840210		35mm	窓付き		4573296405249	5
840212		40mm	窓付き		4573296405263	5
SP840301			フリーカット 15-55mm		窓付き	
SP840301NF	イーキンドット ドレナブル フラット	フリーカット 15-55mm	透明	3枚	4573296405553	5
SP840303		フリーカット 15-70mm	窓付き		4573296405522	5
SP840303NF		フリーカット 15-70mm	透明		4573296405560	5
840301		フリーカット 15-55mm	窓付き		4573296405287	5
840301NF		フリーカット 15-55mm	透明		4573296405454	5
840302		フリーカット 15-55mm (マキシバッグ)	窓付き		4573296405294	5
840303		フリーカット 15-70mm	窓付き		4573296405300	5
840303NF	イーキンドット ドレナブル フラット	フリーカット 15-70mm	透明	10枚	4573296405461	5
840304		20mm	窓付き		4573296405317	5
840306		25mm	窓付き		4573296405331	5
840308		30mm	窓付き		4573296405355	5
840310		35mm	窓付き		4573296405379	5
840312		40mm	窓付き		4573296405393	5
SP851000NF		フリーカット 15-40mm	スリット入 透明		4573296405843	7
SP851000	イーキンドット イレオ コンベックス	フリーカット 15-40mm	スリット入 窓付き	3枚	4573296405829	7
SP851001NF		フリーカット ワイド 15-60mm	スリット入 透明		4573296405850	7
SP851001		フリーカット ワイド 15-60mm	スリット入 窓付き		4573296405836	7
851000NF		フリーカット 15-40mm	スリット入 透明		4573296405805	7
851000	イーキンドット イレオ コンベックス	フリーカット 15-40mm	スリット入 窓付き	10枚	4573296405782	7
851001NF		フリーカット ワイド 15-60mm	スリット入 透明		4573296405812	7
851000		フリーカット ワイド 15-60mm	スリット入 窓付き		4573296405799	7
841002NF		20mm	透明		4573296404808	7
841004NF		25mm	透明		4573296404815	7
841005NF	イーキンドット イレオ コンベックス	27.5mm	透明	10枚	4573296404877	7
841006NF		30mm	透明		4573296404822	7
841008NF		35mm	透明		4573296404839	7

製品コード	製品名	孔径・サイズ	仕様	入数	JANコード	掲載ページ
839800		15-37.5mm (60mm リング)			4573296404563	9
839801		20mm (60mm リング)			4573296404570	9
839803		25mm (60mm リング)			4573296404594	9
839805	イーキンドット ツーピース フラット ベースプレート	30mm (60mm リング)		5 枚	4573296404617	9
839807		35mm (60mm リング)			4573296404631	9
839809		フリーカット 15-50mm (80mm リング)			4573296404655	9
839810		40mm (80mm リング)			4573296404938	9
839811		45mm (80mm リング)			4573296404945	9
839812		50mm (80mm リング)			4573296404952	9
839820		フリーカット 15-40mm (60mm リング)			4573296405034	9
839821		20mm (60mm リング)			4573296405041	9
839823	イーキンドット ツーピース コンベックス ベースプレート	25mm (60mm リング)		5 枚	4573296405058	9
839825		30mm (60mm リング)			4573296405065	9
839827		35mm (60mm リング)			4573296405072	9
839829		40mm (60mm リング)			4573296405089	9
839830		フリーカット ワイド 15-60mm (80mm リング)			4573296405096	9
839900	イーキンドット ツーピース クローズドバッグ	ミニ (60mm リング)	窓付き	10 枚	4573296404662	9
839901		標準 (60mm リング)	窓付き		4573296404679	9
839903		ミニ (60mm リング)	窓付き		4573296404693	9
839904	イーキンドット ツーピース ドレナブルバッグ	標準 (60mm リング)	窓付き	10 枚	4573296404709	9
839905		マキシ (60mm リング)	窓付き		4573296404716	9
839920	イーキンドット ツーピース クローズドバッグ	標準 (80mm リング)	窓付き	10 枚	4573296404969	9
839922	イーキンドット ツーピース ドレナブルバッグ	標準 (80mm リング用)	窓付き	10 枚	4573296404983	9
839923		マキシ (80mm リング用)	窓付き		4573296404990	9

## イーキンパウチ

製品コード	製品名	孔径	仕様	入数	JANコード	掲載ページ
839500NF		フリーカット 12-40mm	透明		4573296404747	10
839500		フリーカット 12-40mm	窓付き		4573296401531	10
839512NF		フリーカット ワイド 15-60mm	透明		4573296404754	10
839512	イーキンパウチ コンベックス ドレナブル	フリーカット ワイド 15-60mm	窓付き	10 枚	4573296401654	10
839501		20mm	窓付き		4573296401548	10
839503		25mm	窓付き		4573296401562	10
839505		30mm	窓付き		4573296401586	10
839507		35mm	窓付き		4573296401609	10
839509		40mm	窓付き		4573296401623	10
839540			フリーカット 12-40mm		窓付き	
839575		フリーカット ワイド 15-60mm	窓付き		4573296402132	11
839541	イーキンパウチ コンベックス ウロ	20mm	窓付き	10 枚	4573296401791	11
839543		25mm	窓付き		4573296401814	11
839545		30mm	窓付き		4573296401838	11
839547		35mm	窓付き		4573296401852	11
839549		40mm	窓付き		4573296401876	11

イーキンパウチ フラットについては受注品となります。ご希望の方はイーキンジャパンへお問い合わせください。

製品コード	製品名	孔径	仕様	入数	JAN コード	掲載ページ
839701	イーキンパウチ フラット ドレナブル 小児用	フリーカット 10-50mm	窓付き		4573296402316	12
839703	イーキンパウチ フラット ドレナブル 新生児用	フリーカット 0-40mm	窓付き	30 枚	4573296402323	12
839706	イーキンパウチ フラット ウロ 小児用	フリーカット 10-50mm	窓付き		4573296402330	12
839707	イーキンパウチ コンベックス ドレナブル 小児用	フリーカット 5-30mm	窓付き	10 枚	4573296402347	12
839708	イーキンパウチ コンベックス ウロ 小児用	フリーカット 5-30mm	窓付き		4573296402354	12
839520	オストミーベルト (イーキンストーマベルト) 標準 (100cm まで)			1 本	4573296401661	5
839521	オストミーベルト (イーキンストーマベルト) 大 (200cm まで)				4573296401678	5

## 皮膚保護シール&ペースト

製品コード	製品名	入数	JAN コード	掲載ページ
SP839001	Cohesive® イーキンシール L サイズ		4573296405706	14
SP839002	Cohesive® イーキンシール S サイズ		4573296405713	14
SP839005	Cohesive® イーキンシール スリム	2 枚	4573296405720	14
SP839006	Cohesive® イーキン ストーマラップ		4573296405737	14
SP839007	イーキン freeseal® フリーシール		4573296405744	16
839001	Cohesive® イーキンシール L サイズ	10 枚	4573296400015	14
839002	Cohesive® イーキンシール S サイズ	20 枚	4573296400022	14
839005	Cohesive® イーキンシール スリム	10 枚	4573296400053	14
839006	Cohesive® イーキン ストーマラップ	10 枚	4573296400060	14
839007	イーキン freeseal® フリーシール	10 枚	4573296405614	16
SP839010	イーキン Cohesive® ペースト 20g	1 本	4573296400084	17
839010	イーキン Cohesive® ペースト 60g		4573296400077	17

## アクセサリー

製品コード	製品名	入数	JAN コード	掲載ページ
839023	リリーススプレーリムーバー	1 本	4573296400121	18
839024	リリースワイプリムーバー	30 包	4573296400138	18
839025	プロテクトバリアフィルムワイプ	30 包	4573296400145	19
839026	プロテクトバリアフィルムスプレー	1 本	4573296400152	19
839020	パフオームジェル	60 包	4573296400114	20
839011	サラウンド スキンプロテクター (大)	10 枚	4573296400091	21
839012	サラウンド スキンプロテクター (小)	20 枚	4573296400107	21

# お問合せ先

---

弊社製品のサンプルをご要望の方は、以下の連絡先までお問い合わせください。  
ご購入の際はストーマケア用品販売店様へご注文下さい。



FAX番号：**03-6229-3831**



フリーダイヤル：**0120-983-280**  
電話番号：**03-6229-3830**  
(受付時間平日9:30～12:00、13:30～17:00)



Eメール：**mail@eakin.co.jp**



または、弊社ウェブサイト (**www.eakin.co.jp/sample**)  
からオンライン請求フォームを送信してください。



イーキンジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂5-4-12 TGA AKASAKA 6F

[www.eakin.co.jp](http://www.eakin.co.jp)

Email: [mail@eakin.co.jp](mailto:mail@eakin.co.jp)

Tel:03-6229-3830 / Fax:03-6229-3831

フリーダイヤル: 0120-983-280

(電話受付時間平日 9:30~12:00、13:30~17:00)

X (旧 Twitter) @eakinjapan

ご購入の際はストーマケア用品販売店様へご注文下さい

2026年4月現在