

eakin
freeseal[®]



日常的に使いやすいシール

- ✓ 初孔が30mmのため、すぐに貼付でき1枚貼りで手軽に使用いただけます
- ✓ 高い柔軟性により、手指の巧緻性が低下している方でも容易に成形が可能です
- ✓ 糊残りなく簡単に剥がせます
- ✓ 高い吸水力を持つため、水様性の排泄物でも漏れの予防が期待できます

eakin
freeseal[®]
air

freeseal[®] フリーシール **air**
内径30mm 外径60mm

側面 [厚み 2.4 mm]



凸面装具との併用がしやすく
軽やかに、快適な装着感で快適かつ目立ちにくい
— それでいて、漏れ対策もサポートします

eakin
freeseal[®]
versa

freeseal[®] フリーシール **versa**
内径30mm 外径60mm

側面 [厚み 3.2 mm]



平面装具との併用で厚みを持たせられ
吸収性と柔軟性を備えた 汎用性の高いシール
— 様々な装具にも使用でき、凹凸にも快適に寄り添います


製品コード	製品名	内径	外径	厚さ	入数	希望小売価格 (税込)
839008	freeseal [®] フリーシール air	30 mm	60 mm	2.4 mm	10枚	¥3,850
839028	freeseal [®] フリーシール versa	30 mm	60 mm	3.2 mm	10枚	¥3,850

eakin[®] 
イーキンジャパン株式会社

〒107-0052


東京都港区赤坂5-4-12 TGA AKASAKA 6F

Tel 03-6229-3830 フリーダイヤル 0120-983-280
mail@eakin.co.jp www.eakin.co.jp



長期間にわたり周囲皮膚の痛みや過剰肉芽に悩まされ、頻回の装具交換が必要であった症例
(肉芽・皮膚トラブル症例)

eakin freeseal®の使用後は皮膚状態が改善し、装具交換回数も減少。痛み軽減とともに、日常生活への不安が大きく軽減した。



貼付前

貼付後

尿による皮膚トラブル(MASD)と装具の不適合が課題となっていた症例
(ウロストミー／MASD・皮膚刺激)

eakin freeseal®の貼付後は皮膚状態が改善し、刺激のない安定した装着が実現。患者の満足度と生活の活動性向上につながった。



貼付前

化学療法に伴う下痢と漏れにより皮膚障害が発生していた症例
(化学療法下／下痢・皮膚障害)

eakin freeseal®の使用により漏れが抑制され、皮膚状態が改善。装着時間の延長とともに、患者の不安軽減と安心感の向上につながった。



貼付前

貼付後