

お客様各位

イーキンジャパン株式会社

eakin dot®/eakin パウチ製品 一部仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立に預かり厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社のストーマ装具のさらなる品質向上を目的として、一部製品の消臭フィルターの仕様変更を順次実施いたしますのでご案内申し上げます。

対象となる製品は「イーキンドット」シリーズ、「イーキンパウチ」シリーズの消化管用の装具です。(別紙参照) 新しい活性炭フォームフィルターを採用することで、におい対策の向上、パウチ内の空気の流れの改善を目指しております。

また、使用方法に変更はございません。従来どおりご使用いただけます。また、フィルターカバーも従来品をそのままご使用いただけます。

これまでのイーキン社製品へのご愛顧に感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

フィルター外観

従来品



新フィルター



フィルターカバー貼付位置



フィルターカバーは左の写真のようにフィルターの真ん中を覆うように貼付してください。

変更開始日：

2026 年 9 月より順次切り替えております。市場在庫の状況により、新旧仕様の製品が一定期間混在する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

＜本製品に関する問い合わせ先＞

イーキンジャパン株式会社 カスタマーサポート

フリーダイヤル:0120-983-280

TEL：03-6229-3830 / FAX：03-6229-3831

E-mail：mail@eakin.co.jp

以上

対象製品

イーキンパウチシリーズ

コンベックス

839500、839512、839501、839503、839505、839507、839509

839500NF、839512NF

小児用

839701、839707

イーキンドットシリーズ

ドレナブル

840201、840202、840203、840204、840206、840208、840210、840212

840201NF、840203NF

840301、840302、840303、840304、840306、840308、840310、840312

840301NF、840303NF

イレオ

851000、851001、851000NF、851001NF

841002NF、841004NF、841005NF、841006NF、841008NF

ツーピース

ドレナブルバッグ

839903、839904、839905、839922、839923

クローズドバッグ

839900、839901、839920